



SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITAL UNIVERSITARIO
ANTWERP - BELGICA

Instalación

El servicio de urgencias y la unidad de dolor torácico (UDT) también la sala de operaciones y recuperación están equipadas con:

- Dispensador, controlado por Pharmalogic.Dispenser
- Gabinete-E- lock y nevera con dispositivo de bloqueo

Cada departamento determina el contenido de los armarios de medicamentos automatizados, de hecho, todos los medicamentos (departamento de stock) son almacenados en los gabinetes, excepto los productos de transfusión de sangre



Mejor seguridad, los errores casi completamente corregidos.

Los gabinetes de medicamentos son fáciles de usar y ofrecen ventajas para el usuario, así como para la farmacia:

- Muchas cajas de medicamentos son similares. Errores are ahora prácticamente corregidos y la seguridad mejorada.
- Mejor gestión y comprobación de stock permanente de la farmacia descentralizada
- Comunicación con el HIS (sistema información hospitalaria)
- Control perfecto del consumo y sin pérdida de datos para la facturación.





HOSPITAL UNIVERSITARIO UZA -
ANTWERP - BELGICA

Menos productos son devueltos a farmacia

En 2007, después de un período de prueba de un año, se decidió instalar dispensador - E-lock - combinaciones de Nevera en 18 departamentos de enfermería, además de las instalaciones ya existentes en la sala de emergencia y recuperación, sala de operaciones y CPU

De esta manera, cada departamento de enfermería recibió su propio stock de medicación 'picking' stock de un proporción 80/20: 80% del stock de medicación necesario está en el departamento mismo y del 20% en la farmacia central.

La vinculación de Pharmalogic.Dispenser a la prescripción electrónica de QCare ha sido la clave del éxito de esta instalación. Las existencias, así como los medicamentos de uso personal se almacenan en este equipo. Las enfermeras eligen a sí mismas cuando se preparan los medicamentos y la farmacia también pueden organizar la reposición de una manera más flexible. Menos productos son devueltos a la farmacia y los medicamentos administrados se comprueban primero y luego se ponen de nuevo en el armario Vanas acreditados para el paciente.

A partir de ese momento, están disponibles de nuevo y se pueden usar para otros pacientes. Lo mismo con el trabajo administrativo: sin receta, nota de envío, sin doble control! Además, en caso de fallo o falta de stock, si lo hubiera, es posible comprobar, dentro de la red del gabinete, en que instalación (s) producto (s) no es (son) disponible.

Procedimiento

El médico prescribe medicamentos por vía electrónica en consulta. La receta electrónica pasa a la farmacia para su validación, a la hoja de planificación para el departamento de enfermería y al gabinete Vanas.

La enfermera (jefe) decide por sí misma cuando puede preparar los medicamentos durante las siguientes 24 horas. Selecciona el paciente en cuestión en el gabinete Vanas y configura el gabinete para liberar los medicamentos prescritos. Estos son colocados en carros de medicación y son traídos en la siguiente fase (s).

La reposición desde la farmacia tiene lugar de forma rápida y eficiente, son puramente basado en consumos; los datos de los pacientes son tratados automáticamente.

